


S-Guide

tvarovatelný zavaděč




Zavaděč S-Guide je intubační pomůcka pro obtížné zajištění dýchacích cest, zjednodušuje orotracheální intubaci, zejména u pacientů, u nichž je nedostatečná vizualizace hlasivkových vazů.

Díky možnosti tvarování je vhodný pro přímou a nepřímou laryngoskopii a zejména pro videolaryngoskopii bez vodičového kanálu.

Se dvěma dodanými konektory O_2 je oxygenace* možná během celého procesu intubace. Oxygenace je funkční i při ohnutí S-Guide. Pro bezpečnost pacientů je S-Guide vybaven barevným, atraumatickým měkkým hrotem.

*Oxygenačním lumenem jsou vybaveny velikosti 11 Fr a 15 Fr. Velikost 8 Fr nemá oxygenační lumen.


Vlastnosti



Variabilita

Oxygenace*

Měkký hrot



Objednací informace

S-Guide / na jedno použití, sterilní
značení hloubky zavedení od 5 do 40 cm u velikostí 11 Fr a 15 Fr,
včetně 2 ks O_2 konektorů
značení hloubky zavedení od 5 do 30 cm u velikosti 8 Fr

vel.	délka	ET rourka	obj.č.	bal.
8 Fr	40 cm	≥ 3.0 mm I.D.	33-92-400-1	5
11 Fr	65 cm	≥ 4.5 mm I.D.	33-91-650-1	5
15 Fr	65 cm	≥ 6.0 mm I.D.	33-90-650-1	5



Video



Prospekt



Použití

Reference viz. strana 28

Doplňující informace

/ i-Bougie

univerzální zavaděč

I-Bougie je efektivní zavaděč, usnadňující orotracheální intubaci, zejména u pacientů s nedostatečnou vizualizací hlasivek.

Vyrobeno z materiálu HDPE * (bez PVC) se specifickými mechanickými vlastnostmi, i-Bougie je tvarovatelný podle laryngoskopické lžice a povrch s nízkým třením usnadňuje snadné zavedení tracheální trubice. Konstrukce distálního hrotu je atraumatická a zaoblená a poskytuje uživateli větší jistotu.

I-Bougie je dutá a dodává se se dvěma typy O₂ konektorů pro připojení kyslíku a následnou oxygenaci pomocí otvorů na distálním konci.


* HDPE = High Density Polyethylene



Vlastnosti



Tvarovatelný



Oxygenační



Atraumatický



Objednací informace

i-Bougie / na jedno použití, sterilní
značení hloubky zavedení od 5 do 40 cm, včetně 2 ks O₂ konektorů

vel.	délka	ET rourka	obj.č.	bal.
14 Fr	70 cm	≥ 6,0 mm I.D.	33-70-700-1	5

Doplňující informace



Video



Prospekt



Leták


X-Changer

zavaděč pro bezpečnou reintubaci



X-Changer je navržen tak, aby usnadnil výměnu tracheální trubice s možností dočasné oxygenace. K dispozici jsou 3 velikosti pro minimalizaci rozdílu mezi I.D. tracheální trubice a O.D. zavaděče (zabránění podráždění hlasivkových vazů). Zavaděč je vyroben z měkkého materiálu pro lepší toleranci pacientem. Je-li použit pro extubaci, může být ponechán in situ, dokud není potřeba reintubace považována za nepravděpodobnou. Zachování přístupu do dýchacích cest zvyšuje pravděpodobnost úspěchu v případě nutnosti reintubace pacienta s obtížnými dýchacími cestami. X-Changer lze použít ke zvýšení bezpečnosti výměny tracheálních trubic.

Vlastnosti



Měkká špička

- atraumatická
- barevné značení pro snadné rozlišení velikosti



Oxygenace

- dutý katetr s bočními otvory
- včetně dvou O₂ konektorů



Centimetrové značky

- pro bezpečné určení hloubky zavedení
- značená hloubka zavedení od 5 do 40 cm



Objednací informace

X-Changer / na jedno použití, sterilní

vel.	délka	ET rourka	obj.č.	bal.
11 Fr	80 cm	≥ 4.0 mm I.D.	33-42-800-1	5
14 Fr	80 cm	≥ 5.0 mm I.D.	33-41-800-1	5
19 Fr	80 cm	≥ 7.0 mm I.D.	33-40-800-1	5

Kapesní zavaděč



Plastové pouzdro

Objednací
informace**Kapesní zavaděč** / na jedno použití, sterilní

vel.	délka	ET rourka	obj.č.	bal.
15 Fr	65 cm	≥ 6,0 mm I.D.	33-80-650-1	5

Kapesní zavaděč / na jedno použití, sterilní
v plastovém pouzdru

vel.	délka	ET rourka	obj.č.	bal.
15 Fr	65 cm	≥ 6,0 mm I.D.	33-81-650-1	1

Doplňující
informace

Video

Ideální balení do záchranářských batohů, vozů RZP, heli-koptér, lékařských kufříků atd.

- délka po složení 65 cm, na 3 zacvaknutí
- připraveno k použití během několika sekund
- předtvarovaný hrot
- zavaděč s nejmenší možnou velikostí balení
- značená hloubka zavedení od 10 do 40 cm

Intubační mandrén

**Tvarovatelný, s kovovým jádrem**

- měkká atraumatická špička
- varianta bez zarážky a se zarážkou

Objednací
informace**Intubační mandrén** / pro opakované použití

vel.	délka	ET rourka	bez zarážky	bal.	se silikonovou zarážkou (15 mm I.D.)	bal.
malý	34 cm	2.5 – 3.5 mm I.D.	obj.č. 90-10-111	25	obj.č. 90-10-001	10
střední	38 cm	4.0 – 4.5 mm I.D.	obj.č. 90-10-222	25	obj.č. 90-10-002	10
velký	45 cm	5.0 – 6.5 mm I.D.	obj.č. 90-10-333	25	obj.č. 90-10-003	10
velký	45 cm	7.0 – 11.0 mm I.D.	obj.č. 90-10-444	25	obj.č. 90-10-004	10