

Silikonové masky

Objednací
informace

Bi-masky / s vloženým korpusem (PSU),
pro opakované použití

vel.	pacient	konus	barva	obj.č.	bal.
2	dítě	22 mm I.D.	■	35-65-222	1
3	dospělý, menší	22 mm I.D.	■	35-65-223	1
4	dospělý, střední	22 mm I.D.	■	35-65-224	1
5	dospělý, velký	22 mm I.D.	■	35-65-225	1
6	dospělý, extra vel.	22 mm I.D.	■	35-65-226	1



Masky pro děti / pro opakované použití

vel.	pacient	konus	obj.č.	bal.
0	kojenec, menší	15 mm A.D.	88-11-000	10
1	kojenec, větší	15 mm A.D.	88-11-001	10
2	dítě	22 mm I.D.	88-11-002	10



Příslušenství

Fixační páska / pro opakované použití,
mat.: silikon

pacient	obj.č.	bal.
dítě	35-70-155	10
dospělý	35-70-255	10



Fixační páska / na jedno použití,
mat.: Isopren

pacient	obj.č.	bal.
dospělý	35-30-255	10



Kroužek s háčky pro Bi-masky /
pro opakované použití, mat.: PSU

obj.č.	bal.
88-60-266	10



PVC masky

Objednací
informace

Masky s nafukovací manžetou / na jedno použití

vel.	pacient	konus	barva	obj.č.	bal.
1	novorozeneček	15 mm A.D.	-	35-40-201	10
2	kojenec	15 mm A.D.	-	35-40-202	10
3	dítě	22 mm I.D.	■	35-40-203	10
4	dospělý, menší	22 mm I.D.	■	35-40-204	10
5	dospělý, střední	22 mm I.D.	■	35-40-205	10
6	dospělý, větší	22 mm I.D.	■	35-40-206	10

